



Migliora il benessere
dei tuoi occhi



Luglio 2023
ver. 1 - 2023



Tecnologia Thermo-Pulse



Activa è un nuovo generatore di business

Alleviare i sintomi di tensione e gonfiore oculare

Il nostro dispositivo all'avanguardia si adatta perfettamente sia agli ambienti professionali che a quelli domestici.

Progettato per un sollievo rapido e duraturo, utilizza un calore controllato per eliminare efficacemente i detriti delle ghiandole di Meibomio, unito a un tocco ammorbidente per una gestione ottimale delle secrezioni.

Questa soluzione versatile affronta le palpebre gonfie e irritate causate da blefarite, disfunzioni delle ghiandole di Meibomio, orzaioli e calazio.

Offrendo un calore costante di 42 gradi Celsius per 15 minuti, integrato da un massaggio a microvibrazione, il nostro dispositivo assicura un sollievo maggiore senza compromessi.

La sicurezza è fondamentale, il nostro dispositivo è stato progettato per eliminare qualsiasi rischio di ustione.

In un mondo in cui l'innovazione incontra la precisione, questo dispositivo rappresenta un faro per la cura oculare di livello professionale.

Elevate i vostri standard di cura degli occhi: investite oggi nell'eccellenza.



- Schermo controller touch facile ed intuitivo;
- Attraverso una procedura completamente automatizzata il dispositivo è in grado di riscaldare e massaggiare le palpebre fornendo il massimo comfort e sollievo;
- La procedura completa **richiede solo 15 minuti**; può essere offerta semplicemente utilizzando una comoda sedia senza la presenza di professionisti;
- Sollievo fin dalla prima applicazione, consigliamo l'utilizzo in modalità settimanale.

Activa è un nuovo generatore di business

Aumenta la soddisfazione del cliente e risparmia tempo e denaro. I vantaggi di Activa possono essere goduti anche a casa.

Personalizza il numero di sessioni disponibili per il periodo di noleggio del tuo cliente.

Scansiona il codice QR

Dimostrazione
video



Studi
clinici



Stai utilizzando un IPL nella tua clinica?

Nel campo della terapia con luce pulsata intensa (IPL), spesso i pazienti non manifestano tutti gli effetti terapeutici dopo le prime applicazioni. Il riscaldamento e il massaggio delle ghiandole di Meibomio sono un'aggiunta fondamentale alla terapia IPL.

Entrate in una nuova era della cura oculare, dove la migliore esperienza del paziente si allinea perfettamente con interventi all'avanguardia.


Activa supporta l'efficacia del trattamento IPL e generando un sollievo diretto al paziente che utilizza l'IPL.




Benessere per i tuoi occhi

In SBM prendiamo molto seriamente il benessere dei tuoi occhi.

- Questa maschera innovativa fornisce un riscaldamento completo ed un massaggio automatico **veloce e indolore**;
- Il servizio fornitoti offrirà un miglior comfort nella tua vita quotidiana. Anche gli utilizzatori di lenti a contatto, e tutti coloro che hanno occhi affaticati dall'uso intensivo degli schermi digitali potranno trarre sollievo da questa tecnologia;
- **Facilmente igienizzabile**, non richiede nessun gel o altro materiale di consumo.



**Tecnologia
Thermo-Pulse**



Vantaggi Activa



INDOLORE E RILASSANTE



PERSONALIZZA IL NUMERO DI SESSIONI DISPONIBILI PER IL PERIODO DI NOLEGGIO DEL TUO CLIENTE



LE PROCEDURE DI PULIZIA TESTATE GARANTISCONO LA PROTEZIONE DALLE INFEZIONI



NON SONO NECESSARI MATERIALI DI CONSUMO



IMMEDIATA SENSAZIONE DI SOLLIEVO E BENESSERE PER IL TUO CLIENTE



TECNOLOGIA DI RISCALDAMENTO E MASSAGGIO PER UNA SOLUZIONE RAPIDA E PRATICA



AUMENTA L'EFFICACIA DEL TRATTAMENTO IPL DONANDO UN SOLLIEVO IMMEDIATO



NON È NECESSARIO ESSERE SPECIALISTI PER UTILIZZARE IL DISPOSITIVO



PERSONALIZZA IL TEMPO DEL TRATTAMENTO E L'INTENSITÀ DELLA VIBRAZIONE DELL'APPARECCHIATURA